

INSTRUCTIONS FOR USE

Navodilo za uporabo

Bepanthol® kapljice za oči

kapljice za oči z natrijevim hialuronatom (0,15 %) in dekspantenolom (2 %)

OPIS

Bepanthol® kapljice za oči na roženici ustvarijo sterilen, viskozno-elastičen, prozoren zaščitni film brez konzervansov. **Bepanthol® kapljice za oči** vsebujejo natrijev hialuronat, tj. natrijevo sol hialuronske kisline, ki zaradi svojih fizikalnih lastnosti ustvari enakomeren, stalen in dolgotrajno obstojen zaščitni sloj na površini roženice, ki ne poslabša vida.

Bepanthol® kapljice za oči vsebujejo tudi provitamin B5 (dekspantenol) z visoko kapaciteto vezave vode, ki navlaži in neguje oko ter obenem, skupaj z natrijevim hialuronatom, zadržuje vlago.

Kombinacija natrijevega hialuronata (stabilizira solzni film) in dekspantenola (neguje in pomirja) ščiti in vlaži površino očesa ter jo ohranja gladko.

Bepanthol® kapljice za oči tako omogočajo dolgoročno olajšanje težav pri:

- mehanskih obremenitvah, npr. med uporabo trdih ali mehkih kontaktnih leč ali pri diagnostičnih preiskavah oči;
- okoljskem stresu, ki ga povzročijo klimatske naprave, veter, mraz, suh ali onesnažen zrak (npr. s cigaretним dimom);
- preobremenitvah oči zaradi intenzivnega gledanja, npr. na računalniških terminalih, z mikroskopi ali med daljšim upravljanjem motornih vozil.

Bepanthol® kapljice za oči ne vsebujejo konzervansov, zato jih uporabniki tudi v primeru dolgotrajne uporabe dobro prenašajo.

Bepanthol® kapljice za oči so primerne tudi za uporabnike kontaktnih leč.

UPORABA

Plastenko odprete tako, da s potegom odstranite varnostni obroček, dokler ni v celoti odstranjen (1 + 2).

Nato odstranite pokrovček s potegom navzgor (3). Glavo nagnite nekoliko nazaj, pogledjte navzgor in nežno povlecite spodnjo očesno veko stran od očesa. Plastenke držite z odprtino navzdol in vkapajte eno kapljico izdelka v veznično vrečko očesa 3 do 5-krat na dan (4). Počasi zaprite oči, da se tekočina enakomerno porazdeli po površini očesa.

Izogibajte se stika odprtine plastenke z očesom ali z rokami. Kapljico, ki ostane v odprtini plastenke odstranite tako, da narahlo potrkate po dnu plastenke. Zdaj platenko lahko zaprete z rahlim pritiskom na pokrovček.

Če se težave poslabšajo ali se ne izboljšajo, se posvetujte z oftalmologom!

Zaradi posebnega, inovativnega sistema sterilnega filtra kapalnega vstavka, majhna količina kapljic za oči vedno ostane v platenki.

SESTAVA

natrijev hialuronat 0,15 %, dekspantenol 2 %, natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat, natrijev hidrogenfosfat, voda za injekcije.

VELIKOST PAKIRANJA

pakiranje za prodajo na drobno: 1 x 10 ml

OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

- Izdelka ne uporabljajte, če je varnostni obroček na pokrovčku zlomljen ali če je plastenka poškodovana.
- Ne dotikajte se očesa s kapalko.
- Izdelka ne uporabljajte, če ste alergični na katero koli sestavino.
- V zelo redkih primerih lahko uporaba kapljic za oči povzroči draženje zelo občutljivih oči.
- Če uporabljate še kakšne druge kapljice / mazilo za oči, mora med uporabo prvega in drugega izdelka preteči vsaj 15 minut. **Bepanthol® kapljice za oči** morate vedno uporabiti zadnje.
- Izdelka ne uporabljajte, če so vaše oči okužene ali poškodovane.
- Po uporabi izdelka se vam lahko za kratek čas pojavi začasna zmanjšana vidna sposobnost. V tem času ne vozite avtomobila ter ne upravljajte strojev in naprav. Počakajte, da se vidna sposobnost v celoti povrne.
- Kapljic za oči ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti, ki je označen na vsakem večodmernem vsebniku in na škatli. **Bepanthol® kapljice za oči** vsebujejo fosfatni pufer. Ob dolgotrajni uporabi in funkcijskih spremembah roženice lahko **Bepanthol® kapljice za oči** povzročijo nalaganje kalcijevih soli v roženici.
- Po prvem odpiranju uporabljajte največ 90 dni.

SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi med 2 °C in 25 °C.

Ne zamrzujte.

Po uporabi zaprite plastenko s pokrovčkom.

Zaščitite pred svetlobo, tako da plastenko shranjujete v škatli.

Številka serije (LOT) in rok uporabnosti sta natisnjena na vsaki nalepki in na škatli.

aseptična izdelava

Za opis in način uporabe glejte navodila za uporabo.

temperatura za shranjevanje

25 °C

2 °C

Proizvajalec:

Penta Arzneimittel GmbH

Werksstrasse 3
92551 Stulln
Nemčija

Distributer:
Bayer d.o.o.
Bravničarjeva 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Datum priprave informacij: 08/2015

